


KERDOG

L'AUXILIAIRE DE VIE
de votre chien

KERDOG est un dispositif médical innovant visant à **favoriser la rééducation post-opératoire** (hernie discale...), en clinique ou à domicile

Kerdog permet également de gérer le **handicap de fin de vie**

- Facilite son autonomie dans son cadre de vie habituel
- Accélère la reprise de la marche naturelle
- Améliore la vascularisation
- Sollicite toutes les articulations
- Limite l'atrophie musculaire et les problèmes associés au handicap permanent tels que incontinence, escarres, mauvaises odeurs...
- Diminue la durée et le coût de l'hospitalisation
- Augmente ses chances de remarcher
- Contribue au bon moral de votre chien (promenade, vie sociale, jeu...)



KERDOG a été élaboré en partenariat avec des spécialistes de la chirurgie neurologique et orthopédique en France et en Europe, notamment avec l'ENV Alfort

Votre vétérinaire établira pour votre animal un protocole personnalisé en fonction de son état neurologique et musculaire

- Gestion évolutive du handicap
- Rééducation dans l'axe
- 2 à 3 séances par jour de ½ h env
- De 2 semaines à 6 mois pour des résultats visibles



www.sophiadow.net
contact@sophiadow.net

Tel 06 12 83 14 30

91130 Ris-Orangis

**Sophia
DOG**

R.C.S Evry 520 911 009

Le confort thérapeutique de votre chien

KERDOG

AUTO-REEDUCATION

à DOMICILE



GESTION DU HANDICAP
CONFORT DE VIE
AUTONOMIE

**Sophia
DOG**

Le confort thérapeutique de votre chien

COMMENT FONCTIONNE KERDOG ?



LASCAR, Bouledogue français,
Hernie discale aiguë, paralysie grade 5

Lascar a bénéficié d'une opération de décompression chirurgicale. Le pronostic est réservé

Lascar commence sa rééducation avec KERDOG 1 mois ½ après l'opération

- **Jour J** : Lascar est rééduqué avec KERDOG, à raison de 2 séances quotidiennes d'une ½ h
- **Jour J+2 mois ½** : Lascar se met debout sans aide. Kerdog est alors utilisé en mode « Youpala »
- **Jour J+3 mois** : Lascar marche à nouveau

Video

Tapez « **rééducation avec kerdog** » dans



ATTILA, Croisé Bichon
Accident de voiture, paralysie quasi totale

Attila a été opéré de son traumatisme vertébral. Peu d'espoir de remarcher

Attila commence sa rééducation avec KERDOG 4 mois après l'opération

- **Jour J** : Attila est appareillé avec KERDOG, à raison de 2 à 3 séances quotidiennes d'une ½ h
- **Jour J+15jours** : Attila se met debout et a récupéré une certaine autonomie : mobilité, diminution des troubles sphinctériens, miction, ainsi que sa joie de vivre
- **Jour J + 3 mois ½** : Attila commence à remarcher épisodiquement

KERDOG, l'auxiliaire de vie de votre chien

- **SANS DOULEUR** pour l'animal
- **3 tailles** (petit, moyen, grand)
- **Moins de 3 min d'installation**
- **Pliable** pour le rangement et le transport

Le harnais soulage le chien de son poids

Maintien des pattes sur le pédalier à l'aide de scratches

Le pédalier débrayable et escamotable permet de modifier le mode d'assistance

Les roues motrices entraînent le pédalier qui mobilise ainsi les pattes arrière

Le chien avance à l'aide de ses pattes avant. Le travail de rééducation s'effectue dans une position idéale, dans l'axe, sans douleur et sans risque. Possibilité de mobiliser soit la patte droite, soit la gauche, soit les deux